

הערכה קלינית




פרופסור ג'מאל גוקיר תחשין
סניובה
בעלים
מרכז איסטנבול
(Senyuva Soglik Hizmetleri)
איסטנבול, טורקיה



“הניסוי הראשוני שלנו על ההבדל בתגובה לעומת מצב המומחה של CURAS M1064 מראה תוצאות מבטיחות מבחינת בטיחות ועילות עבור מלזמה במטופלים מדרום מזרח אסיה.”




ד"ר אברהם ארימוקו
רופא עור ומין בכיר
צבא המרכז האינדונזי
בית החולים Gatot Subroto
ג'קרטה, אינדונזיה



הערכה קלינית



ד"ר מיכאל נאורי
מרכז דרמטולוגיה ולייזר
מרכז עור בינלאומי ללייזר
ננזן סור מארן ופריז, צרפת



התמונה באדיבות ד"ר מיכאל נאורי



CLASSSYS

curas hybrid

Nd Q-Switched מתקדם: לייזר YAG

curas hybrid

START

טלפון: +90 211 517 82-2 | info@classsys.com | classsys.com
התמונות והטקסטים הם קניין רוחני של Classsys. העתקת חומר זה עלולה להוביל לאחריות משפטית אזרחית ופלילית. כל הזכויות שמורות ל-Classsys. ייצוא בלבד


+

מערכת לייזר Nd:YAG Q-Switched מתקדמת, עם תכונת CuRAS Hybrid, מספקת ביצועים אופטימליים לטיפול בהסרת קעקועים, מלזמה, הצערת העור ללא טיפול אבלטיבי ונגעי פיגמנטציה. יתר על כן, אורכי הגל הכפולים, 1064/532 ננומטר עם ידיות טיפול שונות, מאפשרים לרופאים לבחור מגוון רחב של יישומים בהתאם לצורך של כל מטופל, דבר שמגדיל את יעילות הטיפול.

התוויות

+

הסרת קעקועים
נגעי פיגמנטציה
מלזמה
פילינג רך
הלבנת שיער
פטרת ציפורניים
הצערת העור



1064 ננומטר

532 ננומטר



curas hybrid

3 סוגי ידיות טיפול

ידית טיפול עם זום
וקולימציה

ידית טיפול זו ניתנת לכוונן מ-2 מ"מ עד 10 מ"מ. במרווחים של 1 מ"מ, והיא משמשת לעתים קרובות לאספקת אנרגיה מדויקת ממרחק רב יותר

+

התוויה
פיגמנטציות אפידרמליות ודרמליות

ידית טיפול עם זום
ומיקרו-עדשות

ידית טיפול זו משדרת 85 נקודות על בסיס עוצמת האנרגיה, ומשדרת אנרגיה ממוקדת לשכבת העור הרצויה על ידי בחירת M1, M2 או M3.

+


התוויה
צלקות, הצערת העור, מלזמה, שיפור גוון העור בלייזר

ידית טיפול
DOE

ידית טיפול זו משתמשת בעדשת DOE כדי לספק אנרגיה ב-48 נקודות בגודל 5x5 מ"מ, בצורה אחידה.

+

התוויה
טיפול אפקט תרמי, שיפור גוון העור, פיגמנטציות



אופציה

ידית טיפול מסוג Dye 585 ננומטר


גודל נקודה 2 מ"מ
אנרגיית פולס: עד 200 מיליג'ול
קצב חזרות: 1-2 הרץ
מצב - Q 585

+

התוויה
הסרת קעקועים

curas hybrid

מצבי פרימיום



• פיגמנטציה
• קעקועים שחורים וכחולים
• הלבנת שיער
• שיפור גוון העור



• פילינג רך
• הצערת העור

• הסרת קעקועים
• אדומים, פיגמנטציה

דגשים טכניים

יציבות האנרגיה Q1064

יציבות האנרגיה המעולה ופרופיל האלומה המושלם של CURAS hybrid מאפשרים אספקת אנרגיה תרמית יציבה ויעילה לאזור המטרה במשך זמן טיפול ארוך, וכך מספקים יעילות קלינית אחידה על ידי מזער הנזקים לרקמות הסובבות.



פרופיל אלומה בעל התפלגות אנרגיה אחידה (Top Hat)

פרופיל אלומה בעל התפלגות אנרגיה אחידה (Top Hat)
צורת הכובע האחידה של פרופיל האלומה מאפשרת ל-CuRAS היברידי לספק אלומה אחידה ומדויקת - באיכות גבוהה - על אזור המטרה, עם בטיחות ויעילות מוגברות הודות לתא הכפול הקומפקטי שלו.

curas hybrid


A6 1064

במצב זה, הלייזר משדר שישה פולסים במהלך 150 מיקרו-שניות, במרווחים קבועים (30 מיקרו-שניות). מותאם במיוחד לטיפול במלזמה.



P 1064

במצב זה, הלייזר משדר אוטומטית רצף של עד 7 פולסים, כאשר המרווח בין הפולסים עולה בהדרגה. מותאם במיוחד לאפקט תרמי עדין.



K6 532

במצב זה, הלייזר משדר שישה פולסים באורך גל של 532 ננומטר במהלך 150 מיקרו-שניות, במרווחים קבועים (30 מיקרו-שניות). מותאם במיוחד לטיפול באזורי פיגמנטציה שטחית.

