

ULTRAFORMER III

MMFU | אולטרסאונד ממוקד מיקרו ומאקרו

לא פולשני ותוצאות נראות לעין
באופן מיידי

העברת אנרגיה תרמית MMFU

מחסניות ייחודיות בעומקים מרובים לתוכניות
מותאמות אישית

מתאים לעיצוב קווי המתאר של
הפנים והגוף



ULTRAFORMER III | אולטרסאונד ממוקד בעוצמה גבוהה

ULTRAFORMER III הוא המכשיר הראשון והיחיד בעולם המבוסס על אולטרסאונד ממוקד מיקרו ומאקרו (MMFU) להרמה ולמיצוק העור בעוצמה גבוהה. זוהי המערכת המתקדמת והמקיפה ביותר בעולם, עם שתי ידיות טיפול 7- מחסניות מתחלפות בעומקים שונים.



יישום פנים וגוף



הליך בטיחות



יעיל ועם פחות כאב טיפול



רב-תכליתי מחסניות



טכנולוגיה



יישום פולסים מהיר ומדויק מתמרים




עוצמת שיא גבוהה מנוע כפול

דיוק בכל פולס

בדיוק בכל פולס טיפול, המתמרים המופעלים בטכנולוגיית HIFU מתוכננים לעיצוב מחדש של הקולגן לצורך הפחתת קמטים ורפיון בעור הפנים, או למיצוק רקמות הגוף כדי לממש את מלוא הפוטנציאל שלך.

מיקוד MICRO

באמצעות אלומות אולטרסאונד מרוכזות מאוד, המחסניות מספקות עוצמה בדיוק ובדיוק מרבי לאזור המוקד המוגדר.



מיקוד MACRO

מחסניות בתדרים נמוכים יותר מאפשרות חדירה עמוקה יותר לאזור המוקד, עם צפיפות אנרגיה גבוהה יותר.



עוצמת שיא גבוהה במנוע כפול

עוצמת שיא גבוהה מעבירה אנרגיה ביעילות אל

שכבות העור מבלי לפזר חום לרקמות הסובבות,

וכך מתקבלים פחות כאב ושיעור נמוך של תופעות לוואי

בשילוב עם תוצאות קליניות יעילות.



העברת אנרגיה תרמית MMFU

יצירת טמפרטורה של -65.4°C בשכבות

המטרה גורמת לקרישה טבעית

ולתהליכי ריפוי פצע המעודדים

התחדשות קולגן מתחת לאפידרמיס.



מחסניות ייחודיות בעומקים מרובים לתוכניות טיפול מותאמות אישית

מחסניות בעומקים שונים מיועדות לטיפולים מותאמים אישית, שנועדו לסייע למטופלים

להשיב מראה צעיר או לשפר את קווי המתאר של הגוף.

						
			1.5mm 2.0mm 3.0mm 4.5mm 6.0mm 9.0mm 13.0mm	עומק מוקד		
				7MHz 5.5MHz 7MHz 4MHz 2MHz 2MHz 2MHz	תדר	

MF2 במיוחד לקמטי המצח, סביב העיניים וסביב הפה

מחסנית MF2 בעומק 2.0 מ"מ תוכננה במיוחד להפחתת קמטטים

וקמטים במצח ובאזורים סביב העיניים וסביב הפה.

המבנה הדק של MF2 מספק נוחות משמעותית בעת ביצוע

טיפול באזורים רגישים.

הליך לא פולשני עם אי נוחות מינימלית

מחסניות ULTRAFORMER III בעומקים מרובים, המצוידות באנרגיית אלטרסאונד, מכונות רק לשכבות עור מסוימות

מבלי לפגוע ברקמה הסמוכה. העברת אנרגיה מרוכזת ולא פולשנית

מפחיתה את זמן ההחלמה של המטופל ומאפשרת גם אפקט הרמה מיידי ללא הפרעה לשגרת היומיום.

עדויות עולמיות של אנשי מקצוע רפואיים



Dr Kim Jong-Seo / MD. Plastic Surgeon

"יעיל יותר ופחות כואב."

"אני מתרשם מאוד מ-ULTRAFORMER III, עם שיעור גבוה של שביעות רצון בקרב מטופלים. מכשירי HIFU החליפו לאחרונה את מגמת מכשירי RF משום שמכשירים כמו ULTRAFORMER יעילים יותר ופחות כואבים. הוא מסייע לזרימת הדם ומעצב מחדש את הקולגן ביעילות."



Dr Irina Rakhova / MD.

"משמח מאוד מאוד את המטופלים שלי ואותי."

"נתתי ל-ULTRAFORMER III שני כניסים: הסכין של מכלאנג'ילו ומכונת זמן ULTRAFORMER III. מחיר את הנעורים במקום ליצור פנים חדשות בניתוח. כל שכבת עור מחדשת קולגן ומעניקה לפנים התחדשות בפלאה ללא ניתוח או זמן החלמה! ULTRAFORMER III משמח מאוד מאוד את המטופלים שלי ואותי."



Dr Adrian Lim / MD. Dermatologist

"הליך בטוח, יעיל, מהיר ובעל רמת כאב נמוכה."

"טיפול MMF באמצעות ULTRAFORMER III הוא הליך בטוח, יעיל, מהיר ובעל רמת כאב נמוכה. העונה על צורך ברור בקרב מטופלים המבקשים מיצוק עור."



Dr Atchima Suwanchinda / MD.

"תוצאות הטיפול המספקות ביותר במשך כמה שנים."

"אני בטוחה, ללא ספק, ש-ULTRAFORMER III הוא המכשיר הטוב ביותר להשגת הלקוחות המאשרים ביותר ותוצאות הטיפול המספקות ביותר במשך כמה שנים, גם ללא תקלות. זו חוויה נהדרת עבורי להשיג תוצאה יוצאת דופן כזו."



Dr Ishikawa Hirokazu / MD.

"יכולות טיפול עדיפות על כל מכשיר אחר."

"השתמשתי במוצרי HIFU רבים הזמינים מכל רחבי העולם. עם זאת, אני יכול לומר ש-ULTRAFORMER III הוא הטוב ביותר בזכות יכולות הטיפול העדיפות והמספקות יותר שלו לעומת כל מכשיר אחר."



Dr Marcin Ambroziak / MD. Dermatologist

"מכשיר רב-תכליתי מאוד לרפיון עור בפנים ובגוף."

"אני משתמש ב-ULTRAFORMER III כבר יותר מ-6 חודשים. זהו מכשיר רב-תכליתי מאוד משום שיש מחסניות בטווח שבין 1.5 מ"מ ל-9.0 מ"מ. לכן ניתן להשתמש במכשיר לא רק לטיפול ברפיון עור בפנים, אלא גם לטיפול באזורים נוספים בגוף."

מתאפשרים באמצעות 7 מחסניות מתחלפות





מוכח קלינית. זוכה לאמון ברחבי העולם.

Author	כותרת הפרסום
Rungsima Wanitphakdeedecha, MD	הבטיחות והיעילות של אולטרסאונד ממוקד MACRO ללא הדמיה לטיפול בנקבוביות פנים מוגדלות בקרב מטופלים תאילנדים: מחקר פיילוט
Hye Sung Han et al.	בטיחות ויעילות של אולטרסאונד ממוקד בעוצמה גבוהה לטיפול בקמטים סביב העיניים, סביב הפה ובצוואר: ניסוי קליני מאשש, פרוספקטיבי, פתוח, חד-מרכזי וחד-זרועי
F. S. Borges et al.	הצעת הפות באמצעות אולטרסאונד ממוקד בעוצמה גבוהה: (HIFU) עקרונות וטכניקה
Giovanna Ignacio, MD	שינוי הפות באמצעות אולטרסאונד ממוקד Macro-Micro של Ultraformer III
Hyuck Hoon Kwon, MD	מיצוק והפחתת שומן תת-סנטרי לא רצוי באמצעות אולטרסאונד ממוקד בעוצמה גבוהה בשלוש שכבות: ניתוח קליני והדמיה תלת-ממדית
Man-Lok Lio et al.	הצעת פנים כמותית באמצעות אולטרסאונד ממוקד בעוצמה גבוהה בעומקי חדירה מרובים
Yousun Hwang, MD	יעילות טיפול באולטרסאונד ממוקד בעוצמה גבוהה לצניחת העפעפיים העליונים והתחתונים
Hee Yong Kang et al.	טיפול משולב בו-זמני באמצעות אולטרסאונד ממוקד בעוצמה גבוהה וחדוש עור בלייזר פחמן דו-חמצני פרקציונלי להצרת הפנים
Rungsima Wanitphakdeedecha, MD	יעילות אולטרסאונד ממוקד MACRO בטיפול ברפיון החלק העליון של הפנים: מחקר פיילוט
Hye Chan Jeon et al.	פרוטוקול טיפול חדש באולטרסאונד ממוקד MICRO לבליטת שומן בעפעף התחתון
Gyu Sik Jung et al.	אולטרסאונד ממוקד בעוצמה גבוהה: הליך לא פולשני ומשביע רצון לקמטי צידי העיניים
Vasanop Vachiramon, MD	מחקר יעילות ובטיחות של אולטרסאונד ממוקד בעוצמה גבוהה לטיפול במלזמה באסייתים: מחקר פיילוט אקראי, חד-סמיות, בחלוקת פנים
Won Jong Oh et al.	השפעת אולטרסאונד ממוקד בעוצמה גבוהה על הרמת גבות באסייתים
Logan William Thomas et al.	הפחתת שומן בזרוע ללא המערבות פולשנית
Sharmila Nayak	יעילות אולטרסאונד ממוקד בעוצמה גבוהה (HIFU) להכמה ולמיצוק עור רפוי בפנים ובצוואר
E.-J. Ko et al.	יעילות ובטיחות של מיצוק גוף לא פולשני באמצעות אולטרסאונד ממוקד בעוצמה גבוהה (HIFU)
Adrian Lim, MD	מיצוק מהיר ובכאב נמוך של החלק התחתון של הפנים והצוואר באמצעות אולטרסאונד ממוקד MICRO
Radosław Rzepniowski, MD	הרמת פנים ועיצוב הגוף ללא אזמל
Klaus Fritz, MD	מתחת פנים בשכבת SMAS בטכנולוגיית HIFU אולטרסאונד ממוקד בעוצמה גבוהה (באמצעות מכשיר ULTRAFORMER)
Serena Lim, MD	ההתפתחות הבינלאומית המלהיבה ביותר במתיחת פנים ללא ניתוח
Klaus Fritz et al.	ULTRAFORMER משיג הרמת פנים, מיצוק וחברתה יעילים ללא ניתוח
In Ho Lee et al.	הערכת אולטרסאונד ממוקד MICRO להרמה ולמיצוק הפנים
S.-Y. Choi et al.	השפעות מיצוק של אולטרסאונד ממוקד בעוצמה גבוהה על עור הגוף והרקמה התת-עורית: מחקר פיילוט

תוצאות קליניות לאחר

הרמת פנים, מיצוק העור ועיצוב
קווי המתאר של הגוף

פנים | הרמה ומיצוק



הערה: התוצאות עשויות להשתנות מאדם לאדם. כל התמונות לא
עברו רטוש.

לאחר יישום פולסים מהיר ומדויק

המשתתפים המוצגים בתמונות הקליניות הבאות קיבלו טיפול אחד ב-ULTRAFORMER III באזורי המטרה המוצגים. התמונות הקליניות שהתקבלו במדידות לפני הטיפול ולאחר ההליך מצביעות על תוצאות בתהליך.

גוף | מיצוק ועיצוב
קווי מתאר



ULTRAFORMER III



דף הבית



Office. +82-2-1544-3481 | www.classsys.com | info@classsys.com

כל התמונות והטקסטים במסמך זה הם קניין רוחני של Classsys. כל שימוש בלתי מורשה אסור בהחלט

ועלול לגרום אחריות אזרחית ופלילית בהתאם לדין החל. כל הזכויות שמורות
ל-Classsys.